



SKeen

Istruzioni per l'uso originali

Hardware

FotoFinder skeen

Istruzioni per l'uso originali

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso del prodotto prima di utilizzarlo.



Copyright © 2024 FotoFinder Systems GmbH

Aggiornato al: 19.12.2024



FotoFinder Systems GmbH
Industriestr. 12
D-84364 Bad Birnbach
Germania

www.fotofinder.de
info@fotofinder.it
Tel.: +49 (0) 8563 – 97720-0
Fax: +49 (0) 8563 – 97720-10

Indice

1	Introduzione	5
2	Dotazione di fornitura	6
2.1	Accessori	6
3	Dati tecnici	7
4	Spiegazione generale dei simboli	9
5	Sicurezza	10
5.1	Scopo	10
5.2	Gruppi di utenti	10
5.3	Ambiente di utilizzo	10
5.4	Rischi residui	11
6	Pulizia e disinfezione	12
7	Utilizzo	13
7.1	Ricarica della batteria	13
7.2	Montaggio dell'obiettivo	14
7.3	Creazione di immagini	15
8	Guasti e loro eliminazione	16
8.1	Sicurezza	16
8.2	Gestione dei guasti	16
8.3	Mancato riconoscimento dell'obiettivo aggiuntivo	16
8.4	LED della stazione di ricarica non illuminato/Batteria non in carica	16
9	Allegato	17

1 Introduzione

skeen di FotoFinder è un dispositivo mobile composto da un dispositivo di acquisizione delle immagini con software installato e da una stazione di ricarica. Il dispositivo funziona a batteria e presenta un sistema di obiettivi per fotocamera che consente di acquisire immagini ingrandite e non ingrandite con illuminazione polarizzata e non polarizzata.

Il componente hardware, compreso l'obiettivo della fotocamera, viene gestito tramite il software installato.

skeen di FotoFinder comunica e scambia dati con altri software o applicazioni FotoFinder e può essere utilizzato in combinazione con i sistemi prodotti da FotoFinder; dispone di un'interfaccia per la trasmissione di dati di immagine ad altri software, come ad esempio il software FotoFinder.

La funzione principale di skeen di FotoFinder è acquisire immagini con il sistema di obiettivi per **fotocamera, per poi archivarle e mostrarle all'utente.**

Quando si utilizza il prodotto con le relative istruzioni per l'uso, si prega di attenersi ai seguenti punti:

- Solo con l'ausilio delle presenti istruzioni per l'uso è possibile utilizzare, comandare e mantenere il prodotto in maniera appropriata e sicura.
- Le presenti istruzioni per l'uso si riferiscono esclusivamente al prodotto indicato sulla copertina.
- Ci riserviamo di apportare modifiche alle presenti istruzioni per l'uso in seguito a eventuali sviluppi della tecnica.
- Il gestore deve assicurarsi che le istruzioni siano state lette e comprese prima del loro utilizzo da parte di tutte le persone coinvolte.
- Il capitolo *Sicurezza* (vedi capitolo 5 Sicurezza) fornisce un quadro di insieme di tutti i più importanti aspetti legati alla sicurezza, per la protezione del personale e per il funzionamento sicuro del prodotto.
- Il costruttore non risponde dei danni dovuti all'inosservanza delle presenti istruzioni per l'uso.
- La ristampa, la traduzione, e la riproduzione, anche di estratti, in qualsiasi forma è consentita esclusivamente previa autorizzazione scritta dell'editore.
- Tutti i diritti sono di proprietà del costruttore.
- Tutti gli incidenti gravi che si verificano in relazione al prodotto devono essere segnalati al costruttore.

Tutti i prodotti di FotoFinder Systems GmbH vengono sviluppati e realizzati in conformità alla norma ISO 13485 nella versione correntemente in vigore.

2 Dotazione di fornitura



Fig. 1: skeen di FotoFinder (vista anteriore e laterale) nella stazione di ricarica

- 1 skeen di FotoFinder
- 2 Stazione di ricarica di skeen
- 3 Pulsante di scatto
- 4 Tasto funzione
- 5 LED
- 6 Obiettivo aggiuntivo magnetico con cappuccio rimovibile
- 7 Cavo di rete
- 8 Istruzioni (non raffigurate)

⚠ ATTENZIONE

La luce LED può causare danni temporanei alla vista.
Non guardare mai direttamente il fascio di luce LED.

2.1 Accessori

- Cappuccio, chiuso (fornito in dotazione)
Codice articolo: FFP000863
per dermatoscopia a contatto
- Cappuccio, aperto (disponibile come optional)
Codice articolo: FFS000864
per dermatoscopia senza contatto

3 Dati tecnici



SKEEN

Scheda tecnica

Requisiti:

- **Account FotoFinder Hub:**

Registrazione alla pagina
hub.fotofinder.de



- **Connessione Internet con Wi-Fi**

Per caricare immagini e dati dei pazienti su FotoFinder Hub, la connessione Internet wireless è indispensabile. Non è possibile utilizzare una connessione LAN.

Specifiche:

Produttore:	FotoFinder Systems GmbH
Indirizzo:	Industriestraße 12 84364 Bad Birmbach, Germania
Dimensioni:	
skeen (A × L):	17,5 cm × 12,5 cm
con stazione di ricarica (A × L × P):	11 cm × 13 cm × 19,5 cm
Peso:	
	skeen (senza obiettivo aggiuntivo) 422 g
	Obiettivo aggiuntivo 40 g
	Stazione di ricarica + spina di alimentazione 462 g
	Totale circa 924 g
Classe di protezione:	III
Classe di protezione IP:	IP20
Temperatura ambiente:	0 - 25° C
Temperatura di trasporto/ conservazione:	0 - 40° C
Trasporto/conservazione:	luogo asciutto, evitare l'esposizione all'umidità, proteggere dalla polvere da min. 80 kPa a max 107 kPa, da - 425 m a 2000 m s. l. m.
Pressione atmosferica*:	
Umidità relativa*:	20 - 90 %, non condensante
Tensione/frequenza di alimentazione:	CA 100 - 240 V CA / 50 - 60 Hz
Consumo di corrente:	CC 12 V
Collegamento stazione di ricarica:	spina cava Ø 5,5 mm/Ø 2,5 mm
Risoluzione dello schermo:	1080 × 2340 pixel
Risoluzione della fotocamera:	48 MP
Zoom:	15x, 20x, 40x
Rapporto d'aspetto:	16:9
Illuminazione:	LED
Trasporto e conservazione:	il dispositivo viene spedito all'interno di una scatola.
Dimensioni confezione prodotto:	circa 28,6 cm × 23,7 cm × 12 cm
Peso confezione:	1655 g
Smaltimento e tutela dell'ambiente:	Il dispositivo non può essere smaltito con i rifiuti domestici. Smaltirlo in modo professionale e rispettoso dell'ambiente.

*applicabile a funzionamento, trasporto e conservazione



Il dispositivo è realizzato in conformità allo standard ISO 13485.

Setting the Pace in Skin Imaging Worldwide

FotoFinder®

4 Spiegazione generale dei simboli



Marchio CE



Seguire le istruzioni per l'uso






UK Conformity Assessed

UK Responsible Person: FotoFinder Systems Ltd., 100 Addison Road, W148DD Londra, Regno Unito



Non smaltire i dispositivi elettrici ed elettronici con i rifiuti domestici

Qui di seguito sono riportate spiegazioni sulla targhetta identificativa del dispositivo.

Info	Descrizione
 FotoFinder Systems GmbH Industriestraße 12 84364 Bad Birnbach, Germania	Costruttore del dispositivo e relativo indirizzo
Type	Modello di dispositivo, descrive il nome del dispositivo, ad es. FotoFinder skreen station
Input	Tensione di ingresso compatibile
Output	Tensione nominale/corrente nominale all'uscita del trasformatore di isolamento
	Numero di serie univoco del dispositivo
	Data di produzione
IP	Grado di protezione IP

5 Sicurezza

5.1 Scopo

skeen di FotoFinder è un dispositivo portatile per l'acquisizione di immagini che viene gestito tramite software installato al suo interno. Con funzionamento a batteria ricaricabile, è pensato per acquisire, visualizzare e archiviare immagini ingrandite e non ingrandite con illuminazione polarizzata e non polarizzata, e consente di trasferire dati di immagine ad altri software, come ad esempio il software FotoFinder.

5.2 Gruppi di utenti

skeen di FotoFinder è un dispositivo mobile non medicale, quindi può essere utilizzato sia da non esperti sia da professionisti del settore sanitario, come dermatologi e medici di base, in combinazione con altri software FotoFinder.

5.3 Ambiente di utilizzo

skeen di FotoFinder è un dispositivo mobile che può essere utilizzato ovunque, anche in ambito professionale nel settore sanitario, ad esempio in cliniche o studi medici, se combinato con altri software o sistemi FotoFinder.

ATTENZIONE

Non immergere il dispositivo in liquidi e non posizionare mai vicino al dispositivo prodotti che potrebbero perdere liquidi: le infiltrazioni possono causare danni gravi.

ATTENZIONE

Il dispositivo è dotato di una batteria integrata agli ioni di litio. Per evitare danni al dispositivo, rispettare le seguenti indicazioni:

Evitare di esporre il dispositivo a urti.

Interrompere immediatamente l'utilizzo del dispositivo se parti di esso sono rotte o se si avverte odore di fumo o bruciato.

Non utilizzare il dispositivo in aree a rischio di incendio ed esplosione (ad esempio, ambienti ricchi di ossigeno).

Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo.

5.4 Rischi residui

AVVISO

Nonostante vengano rispettate tutte le norme e vengano implementate misure volte alla riduzione dei rischi, i suddetti rischi non possono essere esclusi totalmente. I rischi residui, derivanti dall'utilizzo del prodotto menzionato sulla copertina, vengono elencati di seguito.

- Un utilizzo non conforme o il mancato rispetto delle avvertenze e dei consigli di sicurezza indicati può causare danni agli operatori o a terzi.
- In caso di utilizzo non conforme o di danni al dispositivo, possono verificarsi lesioni dovute a scariche elettriche. Le conseguenze possono essere molto gravi.
- Il dispositivo può emanare radiazioni elettromagnetiche in grado di interferire con altri dispositivi o di danneggiarli.
- A causa dell'emissione di radiazioni elettromagnetiche di altri dispositivi elettrici o a causa di una scarica elettrostatica, il dispositivo può subire anomalie, interrompendo così l'immagine live o, nel peggiore dei casi, guastandosi.
- **L'utilizzo di accessori non adatti al prodotto o modifiche al dispositivo possono far sì che lo stesso non sia più funzionante o utilizzabile secondo l'uso previsto.**
- In caso di utilizzo prolungato la superficie del dispositivo potrebbe surriscaldarsi.
- **I magneti utilizzati per l'obiettivo aggiuntivo possono interferire con dispositivi sensibili come i pacemaker.**
- L'utilizzo di cappucci danneggiati (ad esempio presenza di rotture o crepe nel materiale) può provocare lesioni cutanee.

6 Pulizia e disinfezione

NOTA

Pulire e disinfettare il cappuccio dopo ogni utilizzo.

ATTENZIONE

Disinfettare solamente per strofinamento

Disinfettare la medicam solamente per strofinamento, utilizzando salviette disinfettanti prive di alcol. Altri metodi di disinfezione, ad es. ultrasuoni, UV o vapore ecc. non sono indicati.

ATTENZIONE

Si prega di non spruzzare mai il detergente direttamente sulla lente della videocamera, ma solo sui panni di pulizia. In questo modo si evita che il liquido penetri all'interno della videocamera, provocando danni alla lente o all'apparecchio.

ATTENZIONE

Lavorare solamente con apparecchiature in perfette condizioni. Tenere conto che il cappuccio non deve essere riutilizzato, qualora si rilevino ad es. opacizzazioni o colorazioni anomale del materiale, impurità nei punti di incollaggio o fessurazioni nella plastica. In caso contrario la qualità di acquisizione delle immagini potrebbe essere fortemente pregiudicata.

7 Utilizzo

7.1 Ricarica della batteria

ATTENZIONE

Per caricare il dispositivo, utilizzare esclusivamente la stazione di ricarica in dotazione. Altre stazioni di ricarica potrebbero danneggiarlo.

1. Collegare la stazione di ricarica alla corrente elettrica
2. Posizionare skeen nella stazione di ricarica. Assicurarsi che sia correttamente a contatto con i pin di ricarica.

Sulla stazione di ricarica si accende un LED che indica i diversi stati di ricarica:

Stato	Colore LED	Significato
1	Verde lampeggiante	Ricarica in corso
2	Blu fisso	Ricarica completata
3	Blu lampeggiante	Valutazione della corrente di carica, passaggio automatico allo stato 1 o allo stato 2 dopo due o tre secondi

Se il LED non si accende, significa che skeen non è stato inserito correttamente nella stazione di ricarica o che la stazione di ricarica non è alimentata.

ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, non tentare di rimuovere la batteria. La rimozione errata della batteria potrebbero determinare danni alla batteria e al dispositivo, lesioni e compromissione della sicurezza del dispositivo.

In caso di batteria difettosa, contattare il costruttore.

7.2 Montaggio dell'obiettivo



Fig. 2: skeep di FotoFinder con obiettivo aggiuntivo rimosso

- 1 Due perni di posizionamento
- 2 Magneti
- 3 Pin di contatto

L'obiettivo viene applicato a skeep di FotoFinder mediante supporto magnetico.

NOTA

Sia durante l'uso che durante la pulizia, fare attenzione a non toccare le superfici in vetro della fotocamera e della lente, dato che le impronte potrebbero lasciare tracce di sporco e influenzare così la qualità dell'immagine.

Applicazione dell'obiettivo

1. Prendere l'obiettivo aggiuntivo evitando di toccare le superfici in vetro.
2. Posizionare l'obiettivo aggiuntivo su skeep in modo tale che
 - i pin di contatto dell'obiettivo aggiuntivo aderiscano a skeep e
 - che i perni di posizionamento di skeep si inseriscano nei due incavi tondi dell'obiettivo aggiuntivo.

Non è necessario alcun altro fissaggio, dato che il supporto è magnetico.

Rimozione dell'obiettivo

L'obiettivo si rimuove applicando una leggera trazione.

Applicazione del cappuccio

1. Prendere il cappuccio evitando di toccare la superficie in vetro.
2. Ruotare il cappuccio in senso orario sull'obiettivo aggiuntivo fino a fissarlo saldamente.

Rimozione del cappuccio

Rimuovere il cappuccio ruotandolo in senso antiorario (ad esempio per la pulizia e la disinfezione).

7.3 Creazione di immagini

1. Accendere lo schermo di FotoFinder utilizzando il tasto funzione.
2. **Posizionare il dispositivo con l'obiettivo sulla pelle e tenerlo fermo.**
3. Premere il pulsante di scatto.

La procedura esatta è disponibile nel software installato.

8 Guasti e loro eliminazione

8.1 Sicurezza

Nota

Si prega di attenersi sempre alle indicazioni di sicurezza contenute nel presente manuale.

PERICOLO

Pericolo di morte dovuto a scariche elettriche

Pericolo di morte in seguito a contatto con componenti sotto tensione. Il contatto causa gravi lesioni o la morte.

Gli interventi sull'impianto elettrico devono essere eseguiti solo da elettrotecnici specializzati.

Prima di iniziare qualsiasi intervento sull'impianto elettrico, l'alimentazione elettrica deve essere disconnessa e messa in sicurezza per evitarne il reinserimento.

I componenti del sistema FotoFinder non devono essere aperti senza esplicita autorizzazione da parte di FotoFinder Systems GmbH!

8.2 Gestione dei guasti

In questo paragrafo sono presenti informazioni sulla risoluzione dei guasti.

Se il sistema non funziona correttamente, chiamare il team del supporto:

0049 8563 97720-45 o inviare una e-mail a: support@fotofinder.de.

8.3 Mancato riconoscimento dell'obiettivo aggiuntivo

- Rimuovere l'obiettivo aggiuntivo da skien e riapplicarlo
- Verificare che sia applicato correttamente
- Osservare le indicazioni riportate nelle presenti istruzioni per l'uso (7.2 Montaggio dell'obiettivo).

8.4 LED della stazione di ricarica non illuminato/Batteria non in carica

- Assicurarsi che la stazione di ricarica sia collegata alla corrente elettrica
- Assicurarsi che il dispositivo sia posizionato correttamente nella stazione di ricarica (contatto con i pin di ricarica)
(7.1 Ricarica della batteria)

9 Allegato



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION OF CONFORMITY

Hersteller / Manufacturer:	FotoFinder Systems GmbH
Adresse / address:	Industriestraße 12 84364 Bad Birnbach Deutschland/Germany

Wir erklären hiermit in eigener Verantwortung, dass nachstehendes Produkt
We declare under our sole responsibility that the product

FotoFinder skeen
Artikelnummer / Art. No.: FFP000860

Zweckbestimmung / Intended Use:
The FotoFinder skeen is a handheld image capturing device, which is controlled by an embedded application. The battery-powered and chargeable device is intended to capture, display and store magnified as well as non-magnified images with polarized and non-polarized illumination. It is intended to allow transferring image data to other software, e.g. FotoFinder software.
The FotoFinder skeen is a mobile device with no medical purpose and can therefore be used by lay people, but also by medical professionals such as dermatologists and general practitioners in interaction with other FotoFinder software. The FotoFinder skeen is a mobile device, which can be used location-independent. It can also be used in professional healthcare environment, such as clinics or practices, when used in combination with other FotoFinder software or systems.

den Anforderungen der normativen Vorgaben der IEC 60335-1 und der IEC 62133-2 entspricht
Meets the requirements of the normative requirements of IEC 60335-1 and IEC 62133-2

und in Erfüllung der Vorgaben der Verordnungen (EU) 2014/53, (EU) 2023/1542 und (EU) 2023/988
in Verkehr gebracht wird.
and is placed on the market in accordance with regulations (EU) 2014/53, (EU) 2023/1542 and (EU) 2023/988.

Diese Erklärung ist gültig, bis sie durch eine neue Version ersetzt wird / *This declaration is valid until superseded by a new version.*

<u>Bad Birnbach, 24.05.2024</u>	 Julian Mayer, Authorized Officer	
---------------------------------	--	---